1 aprire la busta rimuovere il film plastico protettivo **3** prelevare la garza applicare la garza

ISTRUZIONI PER L'USO E L'APPLICAZIONE DELLE GARZE

FOGLIO ILLUSTRATIVO

-Fitostimoline PLUS

con Rigenase® (estratto di grano) e Poliesanide

Fitostimoline® plus garze è un dispositivo medico per uso dermatologico costituito da garze monodose, impregnate con crema idrodispersibile.

Rigenase® (Estratto di grano); poliesanide; polietilenglicole 400; polietilenglicole 600; polietilenglicole 1500; polietilenglicole 4000; glicerina; fenossietanolo; acqua depurata.

Fitostimoline® plus garze forma una barriera protettiva contro l'ambiente esterno creando condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione riepitelizzante sulla cute e contribuisce a tenerne sotto controllo il microambiente; pertanto il prodotto è indicato per il trattamento di ulcere, piaghe, ferite, ustioni di primo e secondo grado, scottature, abrasioni.

Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato. La presenza di poliesanide riduce il rischio di contaminazione batterica.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Modalità di applicazione:

Prelevare la garza ed applicarla direttamente sulla parte preventivamente detersa e disinfettata.

Ricoprire con garza sterile e/o con cotone idrofilo (quando trattasi di piaghe molto

Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte con acqua, in quanto la crema è completamente idrodispersibile e non lascia residui.

Ripetere l'applicazione ogni 48 ore salvo diversa indicazione del medico. Uso cutaneo.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifichi, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo. Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione: la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata. Non riutilizzare la garza: il riutilizzo può generare infezioni.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Non conservare al di sopra di 30°C. Non congelare.

CONFEZIONI:

Confezione da 10 garze Confezione da 7 garze Confezione da 5 garze Confezione da 2 garze Confezione da 1 garza

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO



Farmaceutici Damor, S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - Napoli

Fax: +39 081 7405172 - e-mail: damor@farmadamor.it

° nome depositato

C € 0425 Dispositivo medico

Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: gennaio 2020

Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno



Leggere attentamente il foglietto illustrativo



Leggere attentamente le avvertenze



Limiti della temperatura di conservazione



Non riutilizzare le garze.



LOT Numero di lotto e data di scadenza



Busta in carta/alluminio/polietilene contenente una garza impregnata 10x10 racchiusa in un film di materiale plastico polipropilene/polietilene.



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



Marcatura di conformità alle direttive della Comunità Europea



CV60122